


## FICHA TÉCNICA

### CANASTILLA PARA CALCULOS UROLÓGICOS “UNIVERSAL”

- Mango desmontable
- Operación con una sola mano
- Excelente expansión de la canastilla
- Torqueable 1:1
- Excelente capacidad de empuje



#### MEDIDAS DISPONIBLES

REFERENCIA	CH	LONGITUD UTIL DE FUNDA	CANASTILLA			
			LONGITUD	DIAMETRO	GUIA	TIPO
3500-0210	2,7	90	25	12	4	HELICOIDE
3500-1200	4		30	15	4	HELICOIDE
3500-0110	2,7		25	12	4	PARALELA
3500-1100	4		30	15	4	PARALELA