


FICHA TÉCNICA

CATÉTER DOBLE LUMEN PARA URODINAMIA



- Diámetros externos 6 y 7 fr
- 70% del lumen interno para llenado vesical
- 30% del lumen interno para medida de presión
- Longitud del catéter: 45 cm
- Posee clamp para obstruir las vías del catéter, evitando escapes del líquido
- Terminales de salida del tipo luer hembra
- Puede ser utilizado con cualquier equipo de urodinamia y transductores.



BENEFICIOS:

- Introducción más fácil por ser un catéter único y de lumen apropiado
- Evita lecturas erradas, pues su diámetro no afecta en el flujo urinario
- Evita traumatismos uretrales y por lo tanto infecciones
- No requiere manipulación de los catéteres en el momento de la micción
- Mejor precio del mercado
- Producto recomendado para uso único siguiendo las directrices del INVIMA