


DATOS OBJETIVOS

Deja atrás las evaluaciones subjetivas y empieza con objetivas con **evaluaciones analíticas**.




SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS PACIENTES

Resalta el progreso de tu paciente en todo el proceso.



AUTONOMÍA CONTROLADA DE LOS PACIENTES

Crea programas de rehabilitación a medida del paciente con **biofeedback**.




AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN DEL PACIENTE

Pon un punto de diversión en la rehabilitación con **juegos**.

DESTACA LOS RESULTADOS

Con MyKinvent puedes **compartir** tu trabajo con otros profesionales y con el paciente.



AHORRO DE TIEMPO

Genere su **report** en 1 clic.

K-BUBBLE

UN DINAMÓMETRO DE PRESIÓN INNOVADOR

Ideal para objetivar la capacidad de los pacientes para aplicar una presión con cualquier parte del cuerpo, el K-Bubble permite transformar la presión en una medición de fuerza.

175Hz
de frecuencia
de adquisición máxima

12h
horas de autonomía
50m
metros de alcance


1,5%
de margen de error



Tecnología bluetooth 

36g
Peso

0,4 Bar
Presión máxima soportable




ENTRENE TUS PACIENTES DE MANERA DIVERTIDA.

Biofeedback :

Cree y adapte programas de entrenamiento con juegos para los grupos musculares, así como los aductores, las cervicales, el agarre manual.

El K-Bubble se adapta a cualquier tipo de cojín o balón equipado con una válvula. Puede variar los usos simplemente con el cambio del elemento neumático seleccionado para su test.





LICENCIAS

		STARTER	PREMIUM	EXCELLENCE
USUARIOS	Número de terminales	3	6	20
	Número de perfiles	3	6	20
	MyKINVENT		●	●
TESTS	Evaluaciones básicas	●	●	●
	Cuestionarios	●	●	●
	Protocolos básicos	●	●	●
	Actividades personalizadas	●	●	●
	Protocolos personalizadas	●	●	●
	Protocolos Premium		●	●
	Actividades K-Deltas + K-Move		●	●
	Interfaz Deltas		●	●
	Gestión de varios pacientes			●
Protocolos Excellence			●	
K-apture (Grabación de movimiento)			●	
ENTRENAMIENTOS	Biofeedback	●	●	●
	Juegos	●	●	●
	Guía de rehabilitación			●
INFORMES	Informes en la Physio App	●	●	●
	Informes PDF	●	●	●
	Informes PDF avanzados	●	●	●
	Firma personalizada	●	●	●
	Exportaciones PDF de múltiples pacientes			●
	KINVENT Connect			●
	Exportaciones CSV			●

CONFÍAN EN NOSOTROS



KINVENT CERTIFICADO POR

