

DATOS OBJETIVOS

Deja atrás las evaluaciones subjetivas y empieza con objetivas con evaluaciones analíticas.



SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS PACIENTES

Resalta el progreso de tu paciente en todo el proceso.



AUTONOMÍA CONTROLADA DE LOS PACIENTES

Crea programas de rehabilitación a medida del paciente con biofeedback.



AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN DEL PACIENTE

Pon un punto de diversión en la rehabilitación con juegos.



DESTACA LOS RESULTADOS

Con MyKinvent puedes compartir tu trabajo con otros profesionales y con el paciente.



AHORRO DE TIEMPO

Genere su report en 1 clic.





K-FORCE PLATES

LAS PLATAFORMAS DE FUERZA PARA EL EQUILIBRIO ESTÁTICO Y DINÁMICO.

Diseñadas para el análisis posicional, los K-Force Plates son ideales para la evaluación y el ejercicio en propiocepción de los miembros inferiores y superiores.

1000Hz
de frecuencia
de adquisición máxima

20h
horas de autonomía
40m
metros de alcance




0,1%
de margen de error

30X345X190mm
Ancho/alto/largo

2Kg
Peso de cada
plataforma

Tecnología
bluetooth

Fuerza máxima
soportable
600Kg/Plato




SIGA LA PROGRESIÓN DE SUS PACIENTES

Utiliza reports dinámicos.

Mida la distribución media, la fuerza de reacción al suelo máxima instantánea y la repartición del peso según la intensidad de las fuerzas ejercidas.

Análisis del equilibrio postural:

Mida el centro de presión, la repartición del peso y objetive al detalle el equilibrio de tu paciente en los miembros inferiores y superiores.



LICENCIAS

		STARTER	PREMIUM	EXCELLENCE
USUARIOS	Número de terminales	3	6	20
	Número de perfiles	3	6	20
	MyKINVENT		●	●
TESTS	Evaluaciones básicas	●	●	●
	Cuestionarios	●	●	●
	Protocolos básicos	●	●	●
	Actividades personalizadas	●	●	●
	Protocolos personalizadas	●	●	●
	Protocolos Premium		●	●
	Actividades K-Deltas + K-Move		●	●
	Interfaz Deltas		●	●
	Gestión de varios pacientes			●
Protocolos Excellence			●	
K-apture (Grabación de movimiento)			●	
ENTRENAMIENTOS	Biofeedback	●	●	●
	Juegos	●	●	●
	Guía de rehabilitación			●
INFORMES	Informes en la Physio App	●	●	●
	Informes PDF	●	●	●
	Informes PDF avanzados	●	●	●
	Firma personalizada	●	●	●
	Exportaciones PDF de múltiples pacientes			●
	KINVENT Connect			●
	Exportaciones CSV			●

CONFÍAN EN NOSOTROS



KINVENT CERTIFICADO POR

