

## DATOS OBJETIVOS

Deja atrás las evaluaciones subjetivas y empieza con objetivas con evaluaciones analíticas.




## SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS PACIENTES

Resalta el progreso de tu paciente en todo el proceso.



## AUTONOMÍA CONTROLADA DE LOS PACIENTES

Crea programas de rehabilitación a medida del paciente con biofeedback.




## AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN DEL PACIENTE

Pon un punto de diversión en la rehabilitación con juegos.

## DESTACA LOS RESULTADOS

Con MyKinvent puedes compartir tu trabajo con otros profesionales y con el paciente.



## AHORRO DE TIEMPO

Genere su report en 1 clic.





# K-MOVE

## EL SENSOR PARA LA MEDICIÓN DEL RANGO DE MOVIMIENTO

Diseñado para la medición del rango de movimiento (pasivo y activo) con el sensor inercial interno. El K-Move es ideal para la monitorización y la rehabilitación de las capacidades funcionales de movimiento de una articulación.

800Hz  
de frecuencia  
de adquisición máxima

12h  
horas de autonomía  
50m  
metros de alcance


7°, 2°, 2°  
Precisión dinámica  
(Head, pitch, roll.)



Tecnología bluetooth 

2°, 2°, 2°  
Precisión estática  
(Head, pitch, roll.)

Aceleración medible  
máxima  
+/- 16g





## SIGA LA PROGRESIÓN DE SUS PACIENTES

### Rango de movimiento máximo:

Mide el pico de rango de movimiento de una articulación específica y objetiva la movilidad articular de su paciente para hacer movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación.

Puedes utilizar el K-Move con el K-Push o el K-Pull para conseguir una medición aún más precisa. Según el protocolo utilizado, podrá afinar los resultados de sus tests de equilibrio unipodal o de los análisis de squat, por ejemplo.





# LICENCIAS

		STARTER	PREMIUM	EXCELLENCE
USUARIOS	Número de terminales	3	6	20
	Número de perfiles	3	6	20
	MyKINVENT		●	●
TESTS	Evaluaciones básicas	●	●	●
	Cuestionarios	●	●	●
	Protocolos básicos	●	●	●
	Actividades personalizadas	●	●	●
	Protocolos personalizadas	●	●	●
	Protocolos Premium		●	●
	Actividades K-Deltas + K-Move		●	●
	Interfaz Deltas		●	●
	Gestión de varios pacientes			●
Protocolos Excellence			●	
K-apture (Grabación de movimiento)			●	
ENTRENAMIENTOS	Biofeedback	●	●	●
	Juegos	●	●	●
	Guía de rehabilitación			●
INFORMES	Informes en la Physio App	●	●	●
	Informes PDF	●	●	●
	Informes PDF avanzados	●	●	●
	Firma personalizada	●	●	●
	Exportaciones PDF de múltiples pacientes			●
	KINVENT Connect			●
	Exportaciones CSV			●

CONFÍAN EN NOSOTROS



KINVENT CERTIFICADO POR

